Erhitzen von Mineralwasser


Geräte und Materialien

Gasbrenner mit Feuerzeug, Reagenzglas mit Klammer, Schutzbrille, Mineralwasser

Durchführung:

Gib zwei Fingerbreit hoch Mineralwasser in das Reagenzglas und erhitze es vorsichtig über der blauen Flamme, bis alles verdampft ist (Schutzbrille!). Halte dabei das Wasser im Reagenzglas durch Schwenken ständig in Bewegung, um ein plötzliches Sieden zu vermeiden.





Beobachtung:	
1. Im Wasser bilden sich	
2. An der Innenseite des Reagenzglases entstel	ht
3. Über der Öffnung des Reagenzglases bildet s	sich
4. Das Volumen der Flüssigkeit wird	
5. Im Reagenzglas bleibt ein	zurück.
Erklärung: Durch Energiezufuhr das	s Wasser im unteren Teil des
Reagenzglases. Im kühleren oberen	Teil des Reagenzglases
der Wasserdampf wiede	er zu kleinen Tröpfchen, die als
in der Luft und als	am Glas sichtbar werden
Der Rückstand besteht aus	, die eine wesentlich höhere
temperatur als Wasser haben.	